

MOBILE

# CHAISE VELA



**Complément idéal** pour votre entraîneur thérapeutique MOTOMed, la chaise de thérapie VELA constitue un **support sécurisé et ergonomique** qui permet de vous entraîner ou d'effectuer des exercices de rééducation avec vos bras et vos jambes dans des conditions optimales.

- ✓ **Entraînez-vous de manière ergonomique et sécurisée**
- ✓ **Installation, déplacement et positionnement de l'utilisateur sans difficulté**
- ✓ **S'adapte facilement aux besoins de chaque utilisateur**

## **Entraînez-vous de manière sécurisée et ergonomique**

La chaise de thérapie VELA offre une sécurité optimale grâce à son frein centralisé et à sa barre anti-bascule. Ces dispositifs de sécurité optimisent la stabilité du siège afin de l'empêcher de basculer en arrière, même en cas de mouvements vigoureux. Ce siège ergonomique est pourvu d'un dossier réglable et d'une assise très confortable qui permettent aux utilisateurs de s'entraîner dans des conditions optimales.

## **Installation, déplacement et positionnement de l'utilisateur sans difficulté**

Les patients peuvent être installés en position assise sans difficulté, déplacés et positionnés devant leur entraîneur thérapeutique MOTOMed grâce aux grandes roues de la chaise VELA.

## **S'adapte facilement aux besoins de chaque utilisateur**

La chaise VELA s'adapte facilement aux besoins de l'utilisateur afin de lui offrir une hauteur d'assise idéale et un soutien dorsal adapté. Elle s'incline pour positionner les hanches de l'utilisateur dans un angle optimal afin d'améliorer les mouvements des jambes.



# CHAISE DE THÉRAPIE

REF :



**MANUELLE: 70036**

**ÉLECTRIQUE: 70030**

La chaise de thérapie VELA modèle 'Grand' dispose d'un **dossier surélevé** et d'une **assise plus large** que le modèle 'Moyen'. De plus, le dossier peut être verrouillé selon un angle spécifique.

Hauteur du assise :	44 - 59 cm
Hauteur de construction :	38.5 - 53.5 cm
Siège (Lx p) :	47 x 47 cm
Dossier (Lx p) :	40 x 40 cm
Dimensions de la structure :	55 x 55 cm
Poid max. utilisateur :	160 kgs

## TISSUS ET COLORIS

Les chaises de thérapie VELA sont garnies d'un textile composite confectionné par le Studio de Design Maharam. Ce matériau permet de créer une surface confortable qui ne devient pas glissante et reste parfaitement sèche même pendant une utilisation prolongée. La chaise VELA est disponible en couleur bleu.

## NETTOYAGE FACILITÉ

Nettoyez régulièrement le siège avec de l'eau tiède et un détergent neutre. Cette opération doit être effectuée à l'aide d'un chiffon blanc ou d'une éponge propre.

## DÉSINFECTION

Utilisez des détergents qui contiennent au maximum 70 à 85% d'éthanol ou du chlore actif à 1000-1200 ppm. Après le nettoyage, rincez plusieurs fois avec de l'eau froide et propre.

# QUALITÉ DANOISE

VELA est une entreprise familiale Danoise, qui a été fondée en 1935 par Vermun Larsen. Le siège social de l'entreprise VELA se trouve à Aalborg, au Danemark. L'entreprise dispose de son propre département de recherches et développement, d'ateliers de production et de capitonnage. Elle a développé un réseau de distribution international qui lui permet de mieux répondre aux attentes des clients.

## DES SIEGES CONCUS AVEC SOIN ET MINUTIE

VELA accorde une attention permanente à l'amélioration de la sécurité, de la fonctionnalité et du design en collaborant avec des professionnels de la santé. Compte tenu d'une utilisation importante pendant de nombreuses heures, VELA utilise des éléments mécaniques robustes pour fabriquer ses sièges et ces derniers sont recouverts de matériaux ultra-résistants afin de les protéger et de préserver leur fonctionnalité pendant de nombreuses années. Tous les sièges conçus par VELA disposent du marquage CE et sont fabriqués au Danemark.

**MOBILE**

5 Av. D'Orgerblon  
35230 Orgères  
02 23 45 04 22

contact@mobilefrance.fr  
www.mobilefrance.fr